

Blood Transfusion Laboratory Practice (BTLP)

Genotipizzazione globuli rossi esercizio 16/17 G1

Distribuito il 28/06/16– Chiusura il 12/07/16

Istruzioni esercizio

Materiale

Sono forniti due campioni di sangue intero non leucodepleti, rappresentanti campioni di pazienti emoglobinopatici, sui cui eseguire la genotipizzazione per facilitare il supporto trasfusionale.

Test

Eseguire la genotipizzazione dei globuli rossi utilizzando una sola piattaforma, a meno che ulteriori test fossero necessari per ottenere un risultato su un campione clinico simile.

Recording Results

Riportare il genotipo e il fenotipo previsto per gli alleli D, Cc, Ee, MN, Ss, Kk, Fy^a, Fy^b, Fy, Jk^a, Jk^b, Do^a, Do^b, attraverso il link SurveyMonkey (in basso), identificando il vostro laboratorio con il codice di registrazione inviato nella mail di notifica di questo esercizio. Il link SurveyMonkey rimarrà aperto fino alla data di chiusura dell'esercizio.

<https://www.surveymonkey.co.uk/r/1617G1>

Le risposte (genotipo e fenotipo previsto) sono presentate come selezioni tramite casella con spunta, usando la terminologia ISBT. C'è anche un'opzione 'altro' nel caso in cui non dovesse essere possibile selezionare un'opzione che rifletta il risultato ottenuto; tuttavia, si prega di non utilizzare ciò per riportare con la terminologia alternativa un risultato che è incluso come una delle opzioni ISBT.

Se si vuole riportare il risultato per i medici in una terminologia diversa, questo può essere specificato in una domanda complementare in ogni sezione. Una tabella con la terminologia ISBT per gli alleli comuni è accessibile tramite il link qui sotto:

<https://www.ukneqasbtlp.org/downloads/BTLP/commonalleles.pdf>

Accesso ai report

L'analisi individuale e globale dei risultati sarà restituita ad ogni partecipante via e-mail.

Per qualsiasi problema con il materiale dell'esercizio o per qualsiasi domanda riguardante il completamento dell'esercizio o la presentazione di risultati, si prega di contattare il team BTLP per un consiglio.