

Istruzioni per l'esercizio Pilota DAT 16R4

Distribuito il 18/04/2016 – Chiusura 03/05/2016

Materiale Fornito

- 2 campioni di globuli rossi (in soluzione di Alsever) per il Test Diretto all'Antiglobulina (DAT).

Test e Notifica dei risultati

In questo esercizio non è presente alcun contesto clinico. Eseguire i test sui due campioni etichettati DAT1 e DAT2, allo stesso modo di come fareste con i campioni clinici nei casi in cui è richiesto un DAT, cioè test DAT iniziale e test di follow-up.

Preparare i campioni di globuli rossi in maniera appropriate per la tecnologia utilizzata.

Testare non appena possibile dopo la ricezione (settimana 1) e ripetere il test una settimana più tardi (settimana 2).

Registrare i dati del test, i gradi di reazione e le interpretazioni attraverso il seguente link SurveyMonkey:

<https://www.surveymonkey.co.uk/r/16R4DAT>

Ti ringraziamo per aver aderito a questo esercizio pilota. Se hai qualche problema con il materiale o qualche domanda riguardo il test o la registrazione dei risultati, contatta il team BTLP per qualche consiglio.

Traduzione a cura di Francesco Bennardello, referente italiano UK NEQAS BTLP