

Blood Transfusion Laboratory Practice Istruzioni per 17R1 DAT Pilot

Distribuito 23/01/2017– Chiusura 30/01/2017

Materiale fornito

- 2 campioni di globuli rossi (in soluzione di Alsever) per il Test all'Antiglobulina Diretto (DAT).

Test e report dei risultati

Non vi è alcun contesto clinico associato a questo esercizio, ma si prega di indagare i due campioni etichettati DAT1 e DAT2 allo stesso modo di come si farebbe con campioni clinici in cui è richiesta un DAT, sia come test iniziale, sia come test di follow-up.

Preparare i campioni di globuli rossi in maniera appropriata come prevede la tecnologia utilizzata.

Registrare i risultati dei test, i gradi di reazione e le interpretazioni attraverso il link SurveyMonkey:

<https://www.surveymonkey.co.uk/r/17R1DAT>

Grazie per aver accettato di partecipare a questo progetto pilota. In caso di problemi con il materiale o qualsiasi domanda riguardante le prove o la presentazione dei risultati, si prega di contattare il team BTLP per un consiglio.